




SUPPORT D'INSTRUMENT SANS BRAS MORT TYPE CPM

Ce support en « Tee » sans zone de rétention permet de monter des manomètres aseptiques ou autres transmetteurs de pression sur des lignes à partir de 1/2" sans utiliser d'adaptateurs ou réductions, et sans créer de bras morts.



Ce support permet de respecter la règle des bras morts exigée par la pharmacopée européenne et l'ASME BPE-2002 (respectivement 3D et 2D). La membrane de l'instrument se trouve totalement affleurante à la tuyauterie. Le bras mort est donc quasi nul. La pureté, la nettoyabilité et la performance de l'instrument sont optimales.

Il est disponible avec des raccords tri-clamp ou à souder, de 0,5" à 4" (DN15 à DN100). Le manomètre est raccordé tout simplement avec un collier tri-clamp pour fêrulle de 1,5" (50,5 mm extérieur). Un joint torique FDA & USP Class VI est fourni avec le support pour assurer l'étanchéité.



NOMENCLATURE :

| FAMILY - CPM FLUSH MOUNT FITTINGS | | C P | |
|-----------------------------------|--|-----|--------|
| LINE SIZE | | | |
| 03 | 1/2" | | |
| 05 | 3/4" | | |
| 06 | 1" | | |
| 07 | 1 1/2" | | |
| 08 | 2" | | |
| 09 | 2 1/2" | | |
| 10 | 3" | | |
| 11 | 4" | | |
| LENGTH* | | | |
| 065 | 4 1/2" | 101 | 6 3/4" |
| 069 | 4 3/4" | 105 | 7" |
| 077 | 5 1/4" | 109 | 7 1/4" |
| 081 | 5 1/2" | 117 | 7 3/4" |
| 085 | 5 3/4" | 145 | 9 1/2" |
| STYLE | | | |
| 1 | AWF | | |
| 2 | Tri-Clamp | | |
| ORIENTATION | | | |
| 1 | Straight "T" | | |
| 2 | Dual Port | | |
| MATERIAL | | | |
| 1 | 316 "L" Stainless Steel | | |
| SURFACE FINISH (I.D.) | | | |
| 1 | Electro-polish over 240 Grit (R _a =15 microinch max.) <i>std. for 03, 05, 06, 07, 08 line sizes</i> | | |
| 2 | 240 Grit Only (R _a = 25 microinch max.) <i>std. for 09, 10, 11 line sizes</i> | | |

Le support CPM est disponible sur les produits Anderson suivant :

- Manomètres type EK, EM et EP (voir chapitre « mesure »)
- Transmetteurs de pression type RSV, HA et la série « T »
- Certificats 3.1B et FDA fournis